



Detergente Industrial

CLEANSER 315

LIMPIADOR DESENGRASANTE PARA CIRCUITOS C.I.P.

CARACTERISTICAS

Es un líquido marrón, soluble en agua y de fácil aclarado. Con elevado poder desengrasante a la vez que elimina todo tipo de residuos org. como proteínas, taninos, albúmina, etc. Gracias a su contenido en tensioactivos de baja espumación, penetra en la suciedad emulsionándola sin afectar al buen funcionamiento de la máquina. Debido a su contenido en secuestrantes y anticorrosivos no deja restos de cal ni corroe, incluso usando aguas duras.

METODO DE APLICACION

Es un producto concentrado y solo requiere una concentración del 3 al 5% de producto. Las temperaturas idóneas de funcionamiento se encuentran entre 45 y 60%, y el tiempo de circulación oscila entre 15 y 20 minutos

CAMPOS DE APLICACION

Es un producto de baja espuma para limpieza de líneas y tanques de proceso. Con elevado poder desengrasante a la vez que elimina todo tipo de residuos org. como proteínas, taninos, albúminos, etc. Con un contenido de tensioactivos de baja espumación, penetra en la suciedad emulsionándola sin afectar al funcionamiento de la máquina. Debido a su contenido en secuestrantes y anticorrosivos no deja restos de cal ni corroe, incluso usando aguas duras.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD PERSONAL

C. Corrosivo R-35 Provoca quemaduras graves. S-1/2 Conservar bajo llave y fuera del alcance de los niños. S-20 No comer ni beber durante su uso. S-24/25 Evitar contacto con ojos y piel. S-36/37/39 Usar indumentaria y guantes adecuados y protección para ojos y cara. S-45 En caso de accidente o malestar, ir al médico y mostrar la etiqueta. S-62 En caso de ingestión no provocar el vómito, ir al médico y mostrar la etiqueta. S-60 Eliminar el producto y recipiente como residuo peligroso. Restringido a usos profesionales. Conservar sólo en el recipiente de origen.

MODALIDADES DE SUMINISTRO

Bombonas de 20 y 200l

Ficha Técnica



La nueva generación de detergentes de uso profesional

CLEANSER, S.L. Departamento Técnico y Producción.
Revisión Edición

Registro Sanitario núm. 37000570/SE
Registro Industrial núm. 41.33.566