

PLIX LAVAVAJILLAS MANUAL

DESCRIPCION DEL PRODUCTO Y PROPIEDADES

Detergente para el lavado manual de vajillas. Para todas las superficies o materiales lavables con agua. Útil para todos los utensilios de cocina, vajillas, cristalerías y encimeras. Elevado poder desengrasante.

PLIX

MODO DE EMPLEO

Añadir de 1 a 4 ml de producto por litro de agua, enjuagar los objetos a limpiar y posteriormente aclararlos.

USOS :DETERGENTE
PARA EL LAVADO
MANUAL DE LA VAJILLA.

COMPOSICION

(Según R.D. 770/1999 de 7 de mayo, y Reglamento CE N° 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre detergentes y posteriores modificaciones).

TENSIOACTIVOS ANIÓNICOS ENTRE 5% Y MENOS DEL 15%,
TENSIOACTIVOS NO IÓNICOS MENOS DEL 5%, TENSIOACTIVOS
ANFOTÉRICOS MENOS DEL 5%, EDTA MENOS DEL 5%, PERFUME,
LIMONENE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE,
METHYLISOTHIAZOLINONE.

PLIX LAVAVAJILLAS MANUAL

PLIX

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

INFLAMABILIDAD	No inflamable
SOLUBILIDAD	Totalmente soluble en agua
ASPECTO	Gel transparente
OLOR	Característico
COLOR	Verde
DENSIDAD	1.00-1.04 g/ml
pH	5-7

INDICACIONES DE PELIGRO Y CONSEJOS DE PRUDENCIA

ATENCIÓN.

H319.-Provoca irritación ocular grave. P101.-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102.- Mantener fuera del alcance de los niños. P103.-Leer la etiqueta antes del uso. P264.-Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación. P280.-Llevar guantes. P305+P351+P338.-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P337+P313.-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico. P501.-Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos. EUH208.-Contiene Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica. No ingerir. EN CASO DE ACCIDENTE CONSULTAR AL SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA, TELÉFONO 91 562 04 20

PRESENTACION

Caja de 4 garrafas de 5L

